



中科瑞泰（北京）生物科技有限公司

Tel:400-699-0631

http:// www.real-times.com.cn

E-mail: real-times@vip.163.com

6×非变性PAGE DNA上样缓冲液

6×Native PAGE DNA loading buffer

货号	名称	规格
DL070	6×非变性PAGE DNA上样缓冲液	10×1 ml

● 贮存、运输及效期:

4-8℃贮存；常温运输；有效期两年。

● 产品介绍:

本制品是DNA PAGE 非变性电泳的Loading Buffer，组成成分为蔗糖，二甲苯菁，溴酚蓝等，pH~8.0，用于DNA非变性PAGE电泳。本产品不能用于尿素变性PAGE电泳，也不建议用于琼脂糖DNA凝胶电泳。

● 使用说明:

向样品中加入1/5量的本制品，如5 μl样品中加入1 μl本制品，混匀后上样电泳。4℃保存时，有时会出现沉淀，此时，请在37℃水浴中溶解后使用。

● 不同PAGE凝胶中染料的迁移大小（bp）:

Acrylamide concentration	Number of base pairs	
	Bromophenol Blue	Xylene Cyanole
3.5%	100	460
5%	65	260
12%	45	70
15%	20	60
20%	15	45