



中科瑞泰（北京）生物科技有限公司

Tel: 400-699-0631

http:// www.real-times.com.cn

E-mail: real-times@vip.163.com

1×Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液（变性电泳，粉末型）

● 产品组成：

货号	名称	规格
TM1250P	1×Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液（变性电泳，粉末型）	10×1 L
	说明书	一份

● 产品简介：

1×Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液（变性电泳，粉末型）是可以用于 Bis-Tris 系统蛋白凝胶电泳的电泳缓冲液，用于蛋白变性电泳。本产品为粉末包装，每袋溶于 1 升蒸馏水中即为 1×即用型电泳缓冲液，组份浓度为：50 mM MOPS，50 mM Tris，1 mM EDTA，0.1% SDS，5 mM 还原剂，pH~7.7。

● 贮存和效期：

常温贮存，有效期 2 年；配成溶液后，4℃避光保存，有效期 6 个月。

● 使用说明：

1. 1×Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液（溶液型）配制：

原料	1×Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液（溶液型） 1 L
1×Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液（粉末型）	取 TM1250P-01 全部粉末溶于 1 L 蒸馏水中，即配制成 1 L 1×Tris-MOPS-SDS 电泳缓冲液

注：溶液型缓冲液尽量现用现配，4℃避光保存，有效期 6 个月。如溶液颜色变为黄色，说明溶液缓冲能力下降，请测试后使用。为了取得最佳的电泳效果，尽量使用新鲜配制的电泳液。如需回收后使用，回收的电泳液电泳外槽可以重复使用 1-2 次，内槽建议每次使用新鲜配制的电泳缓冲液。本电泳缓冲液含有 SDS，不适用于非变性凝胶电泳。